



# Имплантат TSIII SA



(ед. изм.: мм)

	L	D1	D2	D3	L1
Имплантат 3.5	8.5	3.8	3.4	2.5	1.3
	10.0	3.8	3.3	2.5	1.3
	11.5	3.8	3.2	2.5	1.3
	13.0	3.8	3.2	2.5	1.3
	15.0	3.8	3.1	2.5	1.3
Имплантат 4.0	7.0	4.3	4.0	2.8	1.0
	8.5	4.3	3.9	2.8	1.3
	10.0	4.2	3.8	2.8	1.3
	11.5	4.2	3.7	2.8	1.3
	13.0	4.2	3.7	3.1	4.0
	15.0	4.2	3.7	3.1	5.0
Имплантат 4.5	7.0	4.7	4.4	3.1	1.0
	8.5	4.6	4.3	3.1	1.3
	10.0	4.6	4.2	3.1	1.3
	11.5	4.6	4.1	3.1	1.3
	15.0	4.6	4.1	3.5	5.0
Имплантат 5.0	6.0	5.1	4.9	3.7	1.0
	7.0	5.1	4.9	3.7	1.0
	8.5	5.1	4.8	3.7	1.3
	10.0	5.1	4.8	3.7	1.3
	11.5	5.1	4.7	3.7	1.3
	15.0	5.1	4.7	4.0	5.0

## М R Виды и размеры



Имплантат	Код
Длина Диаметр	$\varnothing 3.5$
7	-
8.5	TS3M3508S
10	TS3M3510S
11.5	TS3M3511S
13	TS3M3513S



Имплантат	Код
Длина Диаметр	$\varnothing 4.0$
7	TS3S4007S
8.5	TS3S4008S
10	TS3S4010S
11.5	TS3S4011S
13	TS3S4013S



Имплантат	Код
Длина Диаметр	$\varnothing 4.5$
7	TS3S4507S
8.5	TS3S4508S
10	TS3S4510S
11.5	TS3S4511S
13	TS3S4513S



Имплантат	Код
Длина Диаметр	$\varnothing 5.0$
6	TS3S5005S
6	TS3S5006S
7	TS3S5007S
8.5	TS3S5008S
10	TS3S5010S
11.5	TS3S5011S
13	TS3S5013S

Рекомендации:  
1 Начало протезирования через определенный период времени после имплантации